



Bloed en vloeistof
verwarmingsapparaat
– veilig en betrouwbaar

Barkey S-line

Barkey S-line is een one-touch-bediening infuus- en bloedverwarmer. Het apparaat helpt het genezingsproces van patiënten te versnellen en spaart ziekenhuisbudgetten.

Voordelen in een oogopslag

- Verwarmt infusieoplossingen, FFP en bloed naar de patiënt
- Ontworpen voor elk standaard infuus
- Een voorinstelde temperatuur voor eenvoudige bediening
- One-touch-bediening
- Geen aanvullende wegwerpartikelen nodig
- Toont de ingestelde en daadwerkelijke temperatuur van de verwarming huls
- Gebruik van biocompatibele materialen
- Visueel en akoestisch alarm in het geval van een fout
- Verkrijgbaar in twee verschillende diameters (5 mm, 7 mm) en verschillende lengten (1,2 mm, 1,5 mm)
- Kan worden toegepast in de retourleiding van dialyse vloeistoffen


Barkey S-line

Veiligheid

- Geïntegreerde temperatuursensoren
- Alarm bij een te hoge temperatuur
- Gladde oppervlakken, en daarom eenvoudig te reinigen en desinfecteren
- Bedrijfsveiligheid dankzij de voorinstelde temperatuurwaarde

Preventie van hypothermie

Warmte is de sleutel tot het welzijn van de patiënt. Barkey's prijsgunstige infuus- en bloedverwarmer S-line helpt met het vergemakkelijken van de behandeling voor alle patiënten en versnelt het genezingsproces. Hierdoor hoeft het verzorgend personeel minder hard te werken en worden de kosten van de behandeling gereduceerd.



Product	Barkey S-line
Stroomvoorziening	100-240 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik	115-139 VA
Ingestelde temperatuur	+37°C of +39°C
Lengte verwarming huls	1,5 m
Voor infuus diameter	4.0-5.0 mm of 6.0-7.0 mm
Toegangslijn	3 m
Gewicht	ong. 1,3 kg

MDD classificatie	Ila
Beschermingsklasse	I, geaard
Vochtbescherming	IP X2
Beschermingsgraad	BF, defi-bestand / interne en externe behandeling naar de patiënt
Certificering	CE 0123
Barkey is gecertificeerd	DIN EN ISO 13485