



Ontdooing en verwarming
van plasma en bloedproducten
– veilig en betrouwbaar

Barkey plasmatherm

De Barkey plasmatherm ontdooit FFP zakken en verwarmt bloed, erytrocyt concentraten (EC), gecryopreserveerde preparaten, gecryopreserveerde stamcellen (HPC) en infusieoplossingen.

Voordelen in een oogopslag

- Ontdooit 4 zakken tegelijkertijd (in geval van nood tot 8)
- Eenvoudige en intuïtieve bediening
- Hoge hygiëne standaarden door droge verwarming (geen direct contact met water)
- Gladde oppervlakken en afgeronde hoeken
- Eenvoudige reiniging door wisdesinfectie
- Elektronische documentatie (optioneel)
- 2 lekdetectie sensoren = geen risico op besmetting of infectie
- Sneltoetsen voor plasma, bloed, HPC en gebruikersprogramma
- Grote display met duidelijke tekst
- Slechts eenmaal per jaar water verversen
- Kussens in overeenstemming met zakken



Import en distributie
uitsluitend via:

Barkey plasmatherm

Accessoires (optioneel)

- Elektronische documentatie software (alleen ethernetaansluiting)
- Barcodelezer
- Log printer

Hygiëne

- Geen risico op besmetting door droge ontdooiing en verwarming (geen direct contact met water)
- Eenvoudige reiniging door wisdesinfectie
- Corrosiebestendig

Veiligheid

- Elektronisch en mechanisch alarm bij een te hoge temperatuur
- Instelbaar temperatuurbereik van +37°C tot +45°C
- Visueel en akoestisch signaal bij het bereiken van de verwarmingsduur of in het geval van een fout
- Visuele inspectie door transparante kussens en deksel
- 2 lekdetectie sensoren



| | |
|------------------------|---|
| Product | Barkey plasmatherm |
| Stroomvoorziening | 220-240 V 50/60 Hz of 100-120 V 50/60 Hz |
| Ingestelde temperatuur | +37°C tot max +45°C; US: +37°C |
| Afmetingen | 340 x 600 x 320 mm (BxDxH) |
| Gewicht zonder vulling | 18 kg |
| Vulhoeveelheid | 9 l |

| | |
|----------------------------------|--|
| Interfaces/apparaten (optioneel) | Barcodelezer, Log printer, Ethernetaansluiting |
| MDD classificatie | Ila |
| Beschermingsklasse | I, geaard |
| Certificering | CE 0123 |
| Barkey is gecertificeerd | DIN EN ISO 13485 |